

Kaninchen Anti-Humaner Gp6/Gpvi Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9Hcn6

Artikelnummer: CM0008933



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für humanes Thrombozyten-Glykoprotein VI (GP6/GPVI), entwickelt für die Durchflusszytometrie. Wichtiges Werkzeug zur Untersuchung von kollageninduzierter Thrombozytenaktivierung, Thrombose und Hämostasewegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner GP6/GPVI mAb
Bemerkungen/Alias	GPIV; GPVI; BDPLT11
Spezies	Human
GeneID (Human)	51206
GeneID	51206
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-267 von humanem GP6/GPVI (NP_057447.5) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9HCN6
Proteingewicht	37kDa
Versand	Kühltasche