


Kaninchen Anti-Humaner Gsk3B Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P49841

Artikelnummer: CM0012809



Einführung

-konjugierter Kaninchen anti-humaner GSK3 β monoklonaler Antikörper, entwickelt für den intrazellulären Nachweis von humanem GSK3 β mittels Durchflusszytometrie. GSK3 β ist eine Schlüsselkinase in der Wnt-Signalgebung, dem Glukosemetabolismus und bei neurodegenerativen Prozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner GSK3 β mAb
Bemerkungen/Alias	GSK3B
Spezies	Human
GeneID (Human)	2932
GeneID	2932
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 321-420 von humanem GSK3 β (NP_001139628.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P49841
Protein-Gewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel