


Kaninchen Anti-Mensch Her2/ErbB2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P04626

Artikelnummer: CM0006120



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes HER2/ErbB2, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt die extrazelluläre Domäne (AS 23-652) dieser Rezeptor-Tyrosinkinase, einem wichtigen Onkogen, das bei Brust- und anderen Krebsarten überexprimiert wird. Ideal für die Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human HER2/ErbB2 mAb
Bemerkungen/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2064
GenID	2064
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-652 des humanen HER2/ErbB2 (NP_004439.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04626
Proteingewicht	138 kDa
Versand	Eisbeutel