

Kaninchen Anti-Human Her2/ErbB2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P04626

Artikelnummer: CM0012731



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes HER2/ErbB2 gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie. Immunogen: rekombinante extrazelluläre Domäne (aa 23-652). Verwendung in der Krebsbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human HER2/ErbB2 mAk
Bemerkungen/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2064
Gen-ID	2064
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-652 von humanem HER2/ErbB2 (NP_004439.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P04626
Proteingewicht	138kDa
Versand	Eisbeutel