

Kaninchen Anti-Humaner Her2/ErbB2 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P04626

Artikelnummer: CM0004641



Einführung

Kaninchen anti-humaner HER2/ErbB2 monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Ziel ist die extrazelluläre Domäne (aa 23–652) der HER2-Rezeptortyrosinkinase, einem wichtigen Onkoprotein, das bei Brust- und anderen Krebsarten überexprimiert wird. Ideal für die Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner HER2/ErbB2 mAb
Bemerkungen/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Spezies	Mensch
GenID (Human)	2064
GenID	2064
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04626
Proteingewicht	138kDa
Versand	Eisbeutel