


Kaninchen Anti-Mensch Icam-1/Cd54 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P05362

Artikelnummer: CM0010010



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ICAM-1/CD54 (SWISS: P05362). Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt die extrazelluläre Domäne dieses Zelladhäsionsmoleküls und viralen Rezeptors.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch ICAM-1/CD54 mAk
Bemerkungen/Alias	BB2; CD54; P3.58
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3383
GenID	3383
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-480 von menschlichem ICAM-1/CD54 entspricht (NP_000192.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05362
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel