


Kaninchen-Anti-Mensch Icam-1/Cd54 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P05362

Artikelnummer: CM0005769



Einführung

-konjugierter Kaninchen-anti-Mensch ICAM-1/CD54 monoklonaler Antikörper (Klon nicht spezifiziert), validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Detektiert menschliches ICAM-1, ein Zelladhäsionsmolekül und Rhinovirus-Rezeptor, mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 58 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch ICAM-1/CD54 mAk
Bemerkungen/Alias	BB2; CD54; P3.58
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3383
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 28-480 des menschlichen ICAM-1/CD54 (NP_000192.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05362
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel