


Kaninchen Anti-Human Icam2/Cd102 Mab Für Fc - P13598

Artikelnummer: CM0005215



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ICAM2/CD102 für die Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen (aa 25-223). Validiert für humane Proben. Ideal für Studien zur Adhäsion und Migration von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human ICAM2/CD102 mAb
Bemerkungen/Alias	CD102
Spezies	Human
GenID (Human)	3384
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-223 von humanem ICAM2/CD102 (NP_000864.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13598
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel