


Kaninchen Anti-Humaner Icam2/Cd102 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P13598

Artikelnummer: CM0007992



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ICAM2/CD102, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung von Leukozytenadhäsion, Immunüberwachung und Zellmigration. Spezifisch für humanes ICAM2.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner ICAM2/CD102 mAb
Bemerkungen/Alias	ICAM2; CD102; interzelluläres Adhäsionsmolekül 2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3384
Gen-ID	3384
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-223 von humanem ICAM2/CD102 (NP_000864.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13598
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel