


Kaninchen Anti-Human Icam2/Cd102 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P13598

Artikelnummer: CM0004209



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches ICAM2/CD102 (SWISS: P13598) gerichtet ist. Validiert für die Durchflusszytometrie, geeignet für die Forschung zu Leukozytenadhäsion und Endothelzellmigration.

[Mehr erfahren](#)

-	-
Produktname	Kaninchen anti-Human ICAM2/CD102 mAk
Bemerkungen/Alias	CD102
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3384
GenID	3384
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-223 von menschlichem ICAM2/CD102 (NP_000864.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13598
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel