


Kaninchen Anti-Mensch Ido1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P14902

Artikelnummer: CM0012343



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes IDO1 (Indolamin-2,3-Dioxygenase 1) für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Spezifisch für humane Proben, 45 kDa, UniProt P14902.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human IDO1 mAb
Bemerkungen/Alias	IDO; INDO; IDO-1
Spezies	Mensch
Gen-ID	3620
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-403 von humanem IDO1 (NP_002155.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P14902
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel