


Kaninchen Anti-Humaner Ifn-Alpha/Beta R2 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P48551

Artikelnummer: CM0010881



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen den humanen Interferon-alpha/beta-Rezeptor 2 (IFNAR2, P48551), validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Ideal zum Nachweis der Typ-I-IFN-Rezeptorexpression auf humanen Zellen. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner IFN-alpha/beta R2 mAb
Bemerkungen/Alias	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3455
Gen-ID	3455
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P48551
Protein-Gewicht	58kDa/37kDa/27kDa
Versand	Eistasche