

Kaninchen Anti-Human Ifn-Alpha/Beta R2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P48551

Artikelnummer: CM0009622



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes IFN-alpha/beta R2 (IFNAR2) gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung der Typ-I-Interferon-Signalgebung, des JAK-STAT-Weges und der Immunantwort. Kreuzreaktiv mit Human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human IFN-alpha/beta R2 mAk
Bemerkungen/Alias	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
Spezies	Human
GenID (Human)	3455
GenID	3455
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P48551
Proteingewicht	58kDa/37kDa/27kDa
Versand	Eisbeutel