

Kaninchen Anti-Human Ifn-Gamma Mab Für Fc (Intra) - P01579

Artikelnummer: CM0008713



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches Interferon-Gamma (IFN- γ), konjugiert mit , validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC intra). Ideal für die Forschung zu Immunreaktionen und Krebsimmuntherapien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human IFN-gamma mAb
Bemerkungen/Alias	IFG; IFI; IMD69
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3458
GenID	3458
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-166 von menschlichem IFN-gamma (NP_000610.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01579
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel