

Kaninchen Anti-Humaner Ifn-Gamma Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P01579

Artikelnummer: CM0010770



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes IFN-gamma, validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung von Th1-Immunantworten, Zytokin-Signalgebung und Antitumor-Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner IFN-gamma mAb
Bemerkungen/Alias	IFG; IFI; IMD69
Spezies	Human
GeneID	3458 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-166 von humanem IFN-gamma (NP_000610.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01579
Protein-Gewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel