


Kaninchen Anti-Human Ig K Light Chain Mab Für Fc - P01834

Artikelnummer: CM0005680



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Anti-Human-Ig- κ -Leichtketten-Antikörper für Durchflusszytometrie (FC). Zielt auf die konstante Region (P01834, ~12 kDa). Zuverlässiges Werkzeug für die B-Zell-Immunologie, Antikörper-Profilierung und die Erforschung der humoralen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Ig κ Light Chain mAb
Bemerkungen/Alias	Km; HCAK1; IGKCD
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-107 der humanen Ig κ Light Chain (P01834) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01834
Proteing-Gewicht	12 kDa
Versand	Eisbeutel