


Kaninchen Anti-Humanes Ig K Leichtketten Mak - P01834

Artikelnummer: CM0004946



Einführung

-konjugierter monoklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen die konstante Region der humanen Ig κ Leichtkette (IGKC), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für B-Zell- und Immunglobulinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Humanes Ig κ Leichtketten mAk
Bemerkungen/Alias	IGKC, HCAK1, IGKCD, Km
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3514
Gen-ID	3514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-107 der humanen Ig κ Leichtkette (P01834) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01834
Proteingewicht	11KDa
Versand	Eistasche