


Kaninchen Anti-Human Ig K Leichtkette Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01834

Artikelnummer: CM0011497



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen die konstante Region der menschlichen Ig-Kappa-Leichtkette (IGKC) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie an humanen Proben. Ideal für B-Zell- und Immunglobulin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Ig κ Leichtkette mAb
Bemerkungen/Alias	IGKC, HCAK1, IGKCD, Km
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-107 der menschlichen Ig κ-Leichtkette (P01834) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01834
Proteinmolekulargewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel