


Kaninchen-Anti-Human-Ig-K-Leichtketten-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01834

Artikelnummer: CM0009302



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die konstante Region der humanen Ig-κ-Leichtkette (IGKC) für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für den Menschen, ~11 kDa, in FC validiert. IVD-Rohmaterial zur Forschungsanwendung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-Ig-κ-Leichtketten-mAb
Bemerkungen/Alias	IGKC, HCAK1, IGKCD, Km
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3514
GeneID	3514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-107 der humanen Ig-κ-Leichtkette (P01834) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01834
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Kühlakku