


Kaninchen-Anti-Human-Ig-K-Leichtketten-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01834

Artikelnummer: CM0012602



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die konstante Region der menschlichen Immunglobulin-Kappa-Leichtkette (P01834). Für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC) validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-Ig-k-Leichtketten-mAk
Bemerkungen/Alias	Km; HCAK1; IGKCD
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3514
GeneID	3514
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-107 der menschlichen Ig-k-Leichtkette (P01834) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01834
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Kühlakku