


Kaninchen Anti-Human IgA1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01876

Artikelnummer: CM0011025



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die konstante Region von humanem IgA1. Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt humanes IgA1. Geeignet zum Nachweis von IgA1-positiven Zellen in der Forschung zur mukosalen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human IgA1 mAk
Bemerkungen/Alias	IgA1
Spezies	Human
GenID (Human)	3493
GenID	3493
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 99-353 von humanem IgA1 entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01876
Proteingewicht	38kDa/42KDa
Versand	Eisbeutel