


Kaninchen Anti-Human IgE Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01854

Artikelnummer: CM0010896



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die schwere Kette von humanem IgE, validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet zur Untersuchung von IgE-vermittelter Überempfindlichkeit, Allergien und Aktivierung von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human IgE mAb
Bemerkungen/Alias	IgE
Spezies	Human
GenID (Human)	3497
GenID	3497
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 104-428 von humanem IgE (P01854) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01854
Proteingewicht	47kDa/54kDa/59kDa
Versand	Eisbeutel