


Kaninchen Anti-Human IgG (Fc) Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01857

Artikelnummer: CM0006203



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen die Fc-Region von humanem IgG gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Ideal für den IgG-Nachweis und Fc-Rezeptor-Studien. SWISS: P01857.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human IgG (Fc) mAb
Spezies	Human
Gen-ID	3500 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 100-330 von humanem IgG1 (Fc) (P01857) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01857
Proteinmolekulargewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel