


Kaninchen Anti-Humanes IgG (Fc) Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01857

Artikelnummer: CM0012229



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die Fc-Region von humanem IgG (SWISS: P01857). Validiert für die Durchflusszytometrie; spezifisch für humanes IgG1-Fc. Ideal für die Profilierung von Immunzellen, Antikörnernachweis und funktionelle Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humanes IgG (Fc) mAk
Spezies	Human
Gen-ID	3500
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 100-330 von humanem IgG1 (Fc) (P01857) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01857
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eistasche