


Kaninchen Anti-Human IgG (Fc) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01857

Artikelnummer: CM0007764



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen die Fc-Region von humanem IgG gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie (FC) validiert ist. Nützlich zum Nachweis von membranständigem IgG oder Immunkomplexen in der immunologischen Forschung. P01857.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human IgG (Fc) mAk
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3500
GenID	3500
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-330 von humanem IgG (Fc) (P01857) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01857
Versand	Eisbeutel