

Kaninchen Anti-Human IgG2 (Fc) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01859

Artikelnummer: CM0010658



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die humane IgG2 (Fc)-Region, validiert für WB und ELISA. Spezifisch für humanes IgG2 Fc. Geeignet für die Erforschung der humoralen Immunität und von Antikörper-Isotypen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Human IgG2 (Fc) mAb
Spezies	Human
GenID (Human)	3501
GenID	3501
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 99-326 von humanem IgG2 (Fc) (P01859) entstammt
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01859
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel