

Kaninchen Anti-Human IL-10Ra/Cd210 Mab Für Fc - Q13651

Artikelnummer: CM0009171



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes IL-10RA/CD210 (IL-10-Rezeptor alpha), speziell validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung entzündungshemmender Signalwege und die Phänotypisierung von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human IL-10RA/CD210 mAb
Anmerkungen/Alias	CD210; IL10R; CD210a; CDW210A; HIL-10R; IL-10R1
Spezies	Human
GeneID (human)	3587
GeneID	3587
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-235 des humanen IL-10RA/CD210 (NP_001549.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q13651
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Kühlakku