


Kaninchen Anti-Human IL-17Rb Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Nrm6

Artikelnummer: CM0012647



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes IL-17RB, konjugiert mit ABflo 488. Validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Zielt auf den IL-17B/E-Rezeptor ab, der an Wachstum und Differenzierung hämatopoetischer Zellen beteiligt ist. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen Anti-Human IL-17RB mAk
Bemerkungen/Alias	IL17RB; CRL4; EVI27; IL17BR; IL17RH1; Interleukin-17-Rezeptor B
Spezies	Mensch
GeneID	55540 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-289 des humanen IL-17RB (NP_061195.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NRM6
Proteinmasse	31 kDa/55 kDa
Versand	Eisbeutel