

Kaninchen-Anti-Mensch IL-1B Mab Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P01584

Artikelnummer: CM0008250



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-Mensch IL-1 β -Antikörper, entwickelt für Anwendungen der intrazellulären Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von Entzündungswegen, Cytokinfreisetzung und Pyroptose in menschlichen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human IL-1 β mAb
Bemerkungen/Aliase	IL1B; IL-1; IL1-BETA; IL1F2; Interleukin-1 beta
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3553
GenID	3553
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 117-269 von menschlichem IL1 β (NP_000567.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01584
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel