


Kaninchen Anti-Mensch IL-2 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P60568

Artikelnummer: CM0011709



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes IL-2 (TCGF), konjugiert mit einem Fluorophor für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung von Immunantworten, T-Zellwachstum und Immuntoleranz. Reagiert mit humanem Gewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch IL-2 mAk
Bemerkungen/Alias	IL-2; TCGF; Lymphokin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3558
Gen-ID	3558
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-153 von humanem IL-2 (NP_000577.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P60568
Proteinmolekulargewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel