


Kaninchen Anti-Human IL-4 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P05112

Artikelnummer: CM0010600



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes Interleukin-4 (IL-4) gerichtet ist. Rekombinantes Immunogen; geeignet für die intrazelluläre Durchflusszytometrie an humanen Proben. Ideal für die Immunologie und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human IL-4 mAk
Bemerkungen/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Spezies	Mensch
Gen-ID	3565 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-153 von humanem IL-4 (NP_000580.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05112
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel