


Kaninchen Anti-Mensch IL-5 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P05113

Artikelnummer: CM0010232



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Interleukin-5 (IL-5). Validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Geeignet für die Forschung zu Eosinophilenbiologie, allergischer Entzündung und Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human IL-5 mAb
Bemerkungen/Alias	EDF; IL-5; TRF; Interleukin-5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3567
Gen-ID	3567
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05113
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel