


Kaninchen Anti-Human IL-6R/Cd126 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P08887

Artikelnummer: CM0009144



Einführung

-konjugierter kaninchener anti-human IL-6R/CD126 monoklonaler Antikörper für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Rekombinantes extrazelluläres Domänen-Immunogen; kreuzreagiert mit humanem IL-6R. Nützlich zur Untersuchung der klassischen IL-6- und Trans-Signalwege in der Immunologie und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human IL-6R/CD126 mAk
Bemerkungen/Alias	IL6Q; gp80; CD126; HIES5; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1
Spezies	Human
GenID (Human)	3570
GenID	3570
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-358 von humanem IL-6R/CD126 (NP_000556.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08887
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel