


Kaninchen Anti-Humaner IL18R1 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q13478

Artikelnummer: CM0005692



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes IL18R1 (CD218a), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung von IL18-vermittelten Signalwegen, Th1-Zellantworten und für die Erforschung entzündlicher Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner IL18R1/IL-18 R alpha mAb
Bemerkungen/Alias	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alpha
Spezies	Human
GeneID (Human)	8809
GeneID	8809
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-329 von humanem IL18R1/IL-18 R alpha (NP_003846.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q13478
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eistasche