

Kaninchen-Anti-Humaner IL18R1/IL-18-R-Alpha-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q13478

Artikelnummer: CM0010130



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes IL18R1 (CD218a), validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt den IL-18-Rezeptor alpha auf Th1-Zellen und Leukozyten in der immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner IL18R1/IL-18-R-alpha-mAb
Bemerkungen/Alias	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18-R-alpha
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8809
GeneID	8809
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-329 des humanen IL18R1/IL-18-R-alpha (NP_003846.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13478
Proteinmasse	62 kDa
Versand	Ice-Pack