


Kaninchen-Anti-Humaner IL23R-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q5Vwk5

Artikelnummer: CM0008469



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes IL23R (PSORS7). Für die Durchflusszytometrie (FC) validiert. Ideal zur Untersuchung der IL-23-Signalübertragung in Immunzellen, bei Autoimmunerkrankungen und in der Tumorummunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner IL23R-mAb
Bezeichnungen/Alias	PSORS7
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	149233
GeneID	149233
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 124–353 des humanen IL23R entspricht (NP_653302.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q5VWK5
Proteingewicht	41 kDa/43 kDa/72 kDa
Versand	Kühlakku