


Kaninchen-Anti-Human-IL8-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P10145

Artikelnummer: CM0012469



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes IL8 für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Für humane Proben validiert und gegen das an Entzündungsreaktionen beteiligte Chemokin IL8 gerichtet. Ideal für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-IL8-mAb
Bezeichnungen/Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3576
Gen-ID	3576
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 28-99 des humanen IL8 entspricht (NP_000575.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10145
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Mit Eisbeutel