


Kaninchen Anti-Humaner IL8 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P10145

Artikelnummer: CM0006079



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes IL8 (Interleukin-8), validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von Chemokin-getriebenen Entzündungen, mit einem Proteingewicht von 11 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner IL8 mAb
Bemerkungen/Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Spezies	Human
GeneID	3576
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P10145
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel