


Kaninchen Anti-Human IL8 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P10145

Artikelnummer: CM0004351



Einführung

Kaninchen anti-Human IL8 monoklonaler Antikörper, validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Erkennt humanes IL8, ein wichtiges Chemokin in der Entzündungs- und Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human IL8 mAk
Bemerkungen/Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3576
Gen-ID	3576
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10145
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel