

Kaninchen Anti-Humaner IL9 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc Und Fc (Intrazellulär) - P15248

Artikelnummer: CM0006234



Einführung

-konjugierter Kaninchen anti-humaner IL9 monoklonaler Antikörper, validiert für Immunfluoreszenz (IF/ICC) und intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC). Ziel ist Interleukin-9, ein an Immunantwort und Entzündung beteiligtes Zytokin. Für humane Proben. SWISS: P15248.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner IL9 mAk
Bemerkungen/Alias	IL9; HP40; IL-9; P40; Interleukin-9
Spezies	Human
GeneID (Human)	3578
GeneID	3578
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-144 von humanem IL9 (NP_000581.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P15248
Protein-Gewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel