

Kaninchen Anti-Human IL9 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc (Intra) - P15248

Artikelnummer: CM0005759



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes IL9, validiert für IF/ICC und intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von IL9-vermittelten Immunreaktionen, T-Zell-Differenzierung und Mastzellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human IL9 mAk
Bemerkungen/Alias	IL9; HP40; IL-9; P40; Interleukin-9
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3578
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 19-144 von humanem IL9 enthält (NP_000581.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P15248
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel