

Kaninchen-Anti-Mensch Ilt5/Cd85A Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - 075022

Artikelnummer: CM0010378



Einführung

-konjugierter Kaninchen-anti-Mensch ILT5/CD85a (LILRB3) monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt den inhibitorischen Immunrezeptor auf menschlichen B-Zellen und Monozyten und reagiert spezifisch mit menschlichen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch ILT5/CD85a mAk
Bemerkungen/Alias	LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; Leukozyten-Immunglobulin-ähnlicher Rezeptor B3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11025
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-418 von menschlichem ILT5/CD85a (NP_006855.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	DZ
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	075022
Proteinmasse	69 kDa/71 kDa
Versand	Eisbeutel