

Kaninchen-Anti-Human-Integrin-Alpha-3/Cd49C-Mab - P26006

Artikelnummer: CM0010511

Einführung

Kaninchen-anti-human-Integrin-alpha-3-(CD49c)-mAb für FC. Ziel ist der Laminin-/Kollagenrezeptor; für humane Proben validiert. Ideal für Studien zur Zelladhäsion, Migration und Invasion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-Integrin-alpha-3/CD49c-mAb
Bemerkungen/Alias	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3675
GeneID	3675
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 466-620 des humanen Integrins alpha 3/CD49c (NP_002195.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P26006
Proteingewicht	117 kDa
Versand	Ice-Bag