

Kaninchen Anti-Human Integrin-β1/Cd29 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P05556

Artikelnummer: CM0010061



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Integrin-β1 (CD29), validiert für Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Untersuchung von Zelladhäsion, Migration und Integrin-vermittelter Signalgebung in Immunzellen und in der Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Integrin-β1/CD29 mAb
Bemerkungen/Alias	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
Spezies	Mensch
GeneID	3688
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-728 von humanem Integrin-β1/CD29 (NP_002202.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05556
Proteingewicht	87kDa/88kDa/91kDa
Versand	Eisbeutel