

Kaninchen Anti-Human Integrin-B1/Cd29 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P05556

Artikelnummer: CM0004296



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches Integrin beta-1 (CD29) gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Erkennt menschliches CD29, Molekulargewicht ~87-91 kDa. Ideal für die Forschung zu Zelladhäsion und Integrin-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Integrin-β1/CD29 mAk
Bemerkungen/Alias	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
Spezies	Mensch
Gen-ID	3688
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-728 von menschlichem Integrin-β1/CD29 (NP_002202.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05556
Proteingewicht	87kDa/88kDa/91kDa
Versand	Eisbeutel