


Kaninchen Anti-Mensch Integrin B5/Itgb5 Mak Für Fc - P18084

Artikelnummer: CM0009794



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches Integrin $\beta 5$ (ITGB5) für die Durchflusszytometrie. Dieser Rezeptor für Fibronectin ist an die Zelladhäsion beteiligt und dient als Eintrittsrezeptor für Adenoviren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch Integrin $\beta 5$ /ITGB5 mAk
Anmerkungen/Aliase	ITGB5; Integrin beta-5
Spezies	Mensch
GenID	3693
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-490 von menschlichem Integrin $\beta 5$ /ITGB5 (NP_002204.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P18084
Proteinmasse	88 kDa
Versand	Eisbeutel