


Kaninchen Anti-Humanes Integrin B5/Itgb5 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P18084

Artikelnummer: CM0009783



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Integrin $\beta 5$ (ITGB5). Dieser für die Durchflusszytometrie validierte Antikörper erkennt den Fibronectin-Rezeptor und eignet sich für Zelladhäsionsstudien und Forschung zum Viruseintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Humanes Integrin $\beta 5$ /ITGB5 mAb
Bemerkungen/Alias	ITGB5; Integrin beta-5
Spezies	Human
GeneID	3693
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-490 von humanem Integrin $\beta 5$ /ITGB5 entspricht (NP_002204.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P18084
Protein-Gewicht	88kDa
Versand	Eistasche