


Kaninchen Anti-Human Itga1/Cd49A Mab Für Fc - P56199

Artikelnummer: CM0010597



Einführung

Hochwertiger Kaninchen anti-Human ITGA1/CD49a monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. Validiert für Humanproben, erkennt Integrin alpha-1 (CD49a/VLA-1), ideal für Studien zur Zelladhäsion und Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human ITGA1/CD49a mAb
Bemerkungen/Alias	VLA1; CD49a
Spezies	Human
GenID (Human)	3672
GenID	3672
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 29-1141 von humanem ITGA1/CD49a (NP_852478.1) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P56199
Proteingewicht	131kDa
Versand	Eisbeutel