


Kaninchen-Anti-Menschlicher Itga1/Cd49A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P56199

Artikelnummer: CM0008379



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches Integrin alpha-1 (ITGA1/CD49a/VLA-1), validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für die Untersuchung von Zelladhäsion und Integrin-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human ITGA1/CD49a mAb
Bemerkungen/Alias	VLA1; CD49a
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3672
GeneID	3672
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-1141 des menschlichen ITGA1/CD49a entspricht (NP_852478.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P56199
Proteingewicht	131 kDa
Versand	Eisbeutel