

Kaninchen Anti-Mensch Jam-A/Cd321/F11R Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Y624

Artikelnummer: CM0010796



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes JAM-A (CD321, F11R), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung von Tight Junction-Dynamik, Immunzelltransmigration und Plättchenaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human JAM-A/CD321/F11R mAb
Bemerkungen/Alias	JAM, KAT, JAM1, JAMA, JCAM, CD321, PAM-1
Spezies	Mensch
Gen-ID	50848
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 28-242 von menschlichem JAM-A/CD321/F11R (NP_058642.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y624
Proteingewicht	27kDa/32kDa
Versand	Eisbeutel